

## TUBIGRIP®

### VENDAJE TUBULAR ELASTICADA MULTIPROPOSITO.

#### Descripción

**TUBIGRIP®** es una venda tubular compresiva de elasticidad permanente. Entrega soporte efectivo, permitiendo completa libertad de movimiento al paciente. Una vez aplicado el vendaje, los hilos elásticos cubiertos dentro de la tela se mueven para ajustarse a los contornos del cuerpo y distribuir la presión uniformemente sobre la superficie. El montaje es fácil y rápido. **TUBIGRIP®** se mantiene de forma segura en su posición sin pines ni cintas. Se puede volver a aplicar fácilmente después del lavado, sin pérdida de capacidad elástica.



#### Características

- Gama completa de tamaños para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
- La compresión, se distribuirá de manera uniforme por toda la extremidad aportando un soporte cómodo y efectivo.
- Se ajusta anatómicamente a la parte del cuerpo y permite libertad de movimiento.
- Fácil de aplicar y volver a aplicar, incluso después del lavado.
- Mantiene su capacidad elástica original.
- No se arruga ni pierde forma por uso continuo.
- Mantiene su lugar sin necesidad de usar otro objeto.
- Lavable y reutilizable.

#### Instrucciones de Uso

- Seleccionar la medida de **TUBIGRIP®** más adecuada para la zona donde se aplicará.
- Cortar **TUBIGRIP®** al doble de la longitud requerida para la extremidad permitiendo un extra de 2- 3 cm para la superposición.
- Tire el **TUBIGRIP®** sobre la extremidad como una media.
- Doble **TUBIGRIP®** sobre la extremidad.
- Asegúrese que el borde superior quede 2-3 cm sobre le anterior.
- Lavar.

#### Recomendaciones de Uso

- Soporte y rehabilitación.
- Tratamiento de esguinces y torceduras.
- Edema en general.
- Lesiones de tejidos blandos.
- Tratamiento de dislocaciones.
- Cicatrices posteriores a quemaduras.
- Lesiones en la caja torácica.
- Afecciones asociadas que requieren compresión gradual de la pierna.

#### Frecuencia de cambio

- La frecuencia de cambio dependerá de la indicación del Médico tratante.
- Dependerá de la tolerancia a la compresión del paciente.

## Precauciones

- No usar en personas alérgicas al látex porque contiene látex de caucho natural que podría causar reacciones alérgicas, inclusive anafiláctica.
- No aplique **TUBIGRIP**<sup>®</sup> en extremidades que se sospeche o exista presencia de insuficiencia arterial.
- Quítese la venda si presenta entumecimiento o cosquilleo, o su extremidad se torna fría o pálida.

## Presentaciones

Código	Descripción	Sugerencia de Uso	Presentación Producto
1435	A (1,5cm x 10 Mt.)	Pies y brazos infantiles	1 Unid x Caja
1436	B (2,5cm x 10 Mt.)	Manos y brazos pequeños	1 Unid x Caja
1443	C (2,75cm X 10 Mt.)	Brazos medianos Tobillos pequeños	1 Unid x Caja
1437	D (3cm x 10 Mt.)	Brazos grandes, tobillos medianos y rodillas pequeñas	1 Unid x Caja
1434	E (3,5cm X 10 Mt.)	Tobillos grandes, rodillas medianas y muslos pequeños	1 Unid x Caja
1438	F (4cm X 10 Mt.)	Rodillas grandes, muslos medianos	1 Unid x Caja
1439	G (4,5cm X 10 Mt.)	Muslos grandes	1 Unid x Caja
1440	J (6,75cm X 10 Mt.)	Troncos pequeños	1 Unid x Caja
1441	K (8,25cm X 10 Mt.)	Troncos pequeños/medianos	1 Unid x Caja
1442	L (13cm X 10 Mt.)	Troncos grandes	1 Unid x Caja

## Esterilización

- NO ESTÉRIL.

## Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco, limpio.

## Procedencia

- REINO UNIDO.

## Certificaciones

- ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-1, ISO 14001
- CE 0123
- FDA EN46001
- EN 1041

