

## MEPILEX® BORDER Ag<sup>+</sup>

APÓSITO CON 5 CAPAS ANTIMICROBIANO CON BORDES AUTO-ADHERENTES Y TECNOLOGÍA SAFETAC

### Descripción

**Mepilex® Border Ag<sup>+</sup>** es un versátil apósito de 5 capas con bordes autoadherentes todo en uno con Tecnología **Safetac®**, contiene una concentración de 1.2 mg/cm<sup>2</sup> de sulfato de plata (Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) y carbón activado, lo que confiere un potente efecto antimicrobiano inmediato desde los primeros 30 minutos y la liberación de la plata mantiene un efecto sostenido hasta 7 días.

Disponible en varios tamaños.

- La 1ra. Capa es un film impermeable al agua, color piel.
- La 2da. Capa es de fibras absorbentes que retiene el exudado.
- La 3ra Capa no tejida hecha de poliéster viscoso que expande el exudado.
- La 4ta. Capa es de espuma de poliuretano con Sulfato de Plata (Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) comprimida que absorbe y traspasa el exudado a la capa superior.
- La 5ta. Capa es de suave silicona con tecnología **Safetac®** que cubre toda la superficie del apósito y se adhiere de forma suave a la piel perilesional pero no al lecho húmedo de la herida.

 Mepilex® Border Ag



### Características

- Contiene 1,2 mg de sulfato de Ag/cm + carbón activado. Inactiva patógenos a partir de los primeros 30 minutos, con efectos por 7 días.
- Debido a la acción del carbón activado controla el mal olor.
- Es un apósito con gran poder de absorción debido a sus 5 capas.
- Es impermeable al agua por lo tanto el paciente puede bañarse con él.
- Es permeable al vapor y constituye una barrera frente a virus y bacterias (>25MM).
- No requiere apósito secundario ni fijación extra.
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- En prominencias óseas, además, previene Úlceras por Presión.

### Instrucciones de uso

- Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución.
- Secar la piel de alrededor.
- Seleccionar un tamaño de **Mepilex® Border Ag<sup>+</sup>** que sea al menos 2cm superior a la herida.
- Quitar el papel protector y colocar el apósito sobre la herida.
- En la retirada del apósito se debe levantar suavemente.

### Recomendaciones de Uso

En cualquier herida tanto crónica como aguda, que tenga exudado de moderado a alto y que presente signos de infección, como por ej:

- Heridas crónicas.
- Úlceras en pies y piernas.
- Lesiones malignas.
- Quemaduras de segundo grado.
- Úlceras por presión.
- Heridas traumáticas y quirúrgicas.

Av. Apoquindo 6275, of. 142 Las Condes - Santiago - Tel: +562 2759 2036 - Convenio Marco: [licitaciones@vidamedica.cl](mailto:licitaciones@vidamedica.cl) - [www.vidamedica.cl](http://www.vidamedica.cl)

- Ulceras vasculares.
- Puede ser utilizado bajo vendajes compresivos.

### Frecuencia de cambio

- Puede permanecer en la herida durante 7 días o dependiendo de las condiciones clínicas de la misma.

### Precauciones

- No utilizar **Mepilex® Border Ag+** en personas con alergia a la plata.
- No utilizar en combinación con agentes oxidantes.
- No utilizar durante tratamientos de radiación, o en exámenes de Rx, resonancia Magnética o ecografías.

## Presentaciones Mepilex® Border Ag+

Código	Descripción	Presentación Producto
395200	7.5 X 7.5 cm	5 unidades por caja
395300	10 x 10 cm	5 unidades por caja
395010	12,5 x 12,5 cm	5 unidades por caja
395400	15 x 15 cm	5 unidades por caja
395600	15 x 20 cm	5 unidades por caja
395800	10 x 20 cm	5 unidades por caja
395850	10 x 25 cm	5 unidades por caja
395900	10 x 30 cm	5 unidades por caja

### Esterilización

- ETO-ÓXIDO DE ETILENO



### Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.

### Procedencia

- FINLANDIA.

### Certificaciones

- EN ISO 9001, EN ISO 13485, CE 01965.

