

MEPILEX® BORDER FLEX

APÓSITO DE ESPUMA DE CINCO CAPAS CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA FLEX

Descripción

Mepilex® Border Flex es un apósito versátil e innovador. Fabricado con 5 capas de diferentes materiales que hacen que tenga gran capacidad de absorción de exudado. La tecnología Flex de diseño exclusivo permite una flexibilidad horizontal y vertical de 360 ° gracias a sus cortes en Y en la capa de fibras superabsorbentes y en la capa de expansión ayuda a que el apósito permanezca más tiempo en la herida y evita que se despegue antes de lo debido.

Buen control de la carga bacteriana: atrae, canaliza y atrapa el exudado que contiene bacterias.

Capa de contacto con la herida **Safetac®** que minimiza el dolor en los cambios de apósitos.

El sistema de marcaje por cm² monitoriza el exudado lo que permite hacer un seguimiento y control del mismo y reducir los cambios de apósito.



Características

- Es un apósito con tecnología Flex que permite gran flexibilidad horizontal y vertical.
- Óptima gestión del exudado, tanto de exudados normales como viscosos debido a sus 5 capas.
- Por la óptima gestión del exudado aumenta el tiempo de permanencia del apósito en la herida.
- Control de la carga bacteriana: atrae, canaliza y atrapa el exudado que contiene bacterias.
- Minimiza el riesgo de maceración, pero permite un ambiente húmedo en el lecho de la herida.
- Es permeable al vapor y constituye una barrera frente a virus y bacterias (>25MM).
- Es impermeable al agua por lo tanto el paciente puede bañarse con él.
- No requiere apósito secundario ni fijación extra.
- En prominencias óseas previene Úlceras por Presión.

Instrucciones de uso

- Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución.
- Secar la piel de alrededor.
- Seleccionar un tamaño de **Mepilex® Border Flex Safetac®** que sea al menos 2cm superior a la herida.
- Quitar el papel protector y colocar el apósito sobre la herida.
- En la retirada del apósito se debe levantar suavemente.

Recomendaciones de Uso

En cualquier herida tanto crónica como aguda; que tenga exudado de moderado a alto y especialmente en heridas de difícil acceso o localización.

- Úlceras por presión.
- Heridas traumáticas.
- Úlceras vasculares.
- Úlceras por pie diabético.
- Puede ser utilizado bajo vendajes compresivos.
- Heridas quirúrgicas.

Av. Apoquindo 6275, of. 142 Las Condes - Santiago - Tel: +562 2759 2036 - Convenio Marco: licitaciones@vidamedica.cl - www.vidamedica.cl

- También puede ser usada en heridas secas o necróticas si se combina con geles.

Frecuencia de cambio

- Puede permanecer en la herida durante 7 días o más dependiendo de las condiciones clínicas de la misma.

Precauciones

- Si se aprecian signos clínicos de infección, puede continuar con la utilización de **Mepilex® Border Flex** siempre y cuando se haya iniciado el tratamiento adecuado para la infección.

Presentaciones MEPILEX® BORDER FLEX

Código	Descripción	Presentación Producto
595200	7.5 X 7.5 cm	5 unidades por caja
595300	10 x 10 cm	5 unidades por caja
595000	12,5 x 12,5 cm	5 unidades por caja
595400	15 x 15 cm	5 unidades por caja
595600	15 x 20 cm	5 unidades por caja

Esterilización

- ETO-ÓXIDO DE ETILENO



Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.

Procedencia

- FINLANDIA.

Certificaciones

- EN ISO 9001, EN ISO 13485, CE 01965.

