

MEPILEX® BORDER LITE

APÓSITO EXTRAFINO Y AUTOADHERENTE DE ESPUMA TODO EN UNO

Descripción

Mepilex® Border Lite es un apósito extrafino y autoadherente para heridas con poco exudado. Formado por una capa de contacto con Tecnología **Safetac®**, un cuerpo central absorbente de espuma de poliuretano y tejido sin tejer y un Film posterior permeable a gases e impermeable a líquidos. Su discreto diseño aporta comodidad, lo que lo convierte en un apósito eficaz para zonas complicadas como pies, manos y dedos.

Mepilex® Border Lite está diseñado para el tratamiento de un amplio rango de heridas con bajo o nulo nivel de exudado.

Características

- Fino y cómodo para heridas en pies, manos y dedos.
- Discreto para que sus pacientes puedan llevar una vida normal.
- Los apósitos con **Safetac®** son atraumáticos en los cambios de apósito.
- Es impermeable al agua por lo tanto el paciente puede bañarse con él.
- Es permeable al vapor y constituye una barrera frente a virus y bacterias (>25MM).
- No requiere apósito secundario ni fijación extra.
- Mantiene un ambiente húmedo en la herida.
- Minimiza el riesgo de maceración.



Instrucciones de Uso

- En caso de ser utilizado para cubrir una herida; limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución.
- En caso de ser usado para proteger zona de piel frágil y comprometida, asegúrese de que la piel no tenga alguna sustancia oleosa.
- Secar la piel de alrededor.
- Seleccionar un tamaño de **Mepilex® Border Lite Safetac®** que sea al menos 2cm superior a la herida.
- Quitar el papel protector y colocar el apósito sobre la herida.
- En la retirada del apósito se debe levantar suavemente.

Recomendaciones de Uso

- Heridas con poco o nulo exudado.
- **Mepilex® Border Lite** puede ser utilizado como protección en pieles comprometidas o frágiles.
- Heridas Crónicas como Ulceras de Pie Diabético.
- Heridas agudas como traumáticas o postquirúrgicas incluidas heridas suturadas.
- Heridas en zonas complicadas en pies manos y dedos.
- Para mantener un ambiente húmedo de la herida y condiciones óptimas para la cicatrización.
- Heridas abrasivas.
- Heridas Pediátricas.
- Quemaduras de 1er grado.

Frecuencia de cambio

- Puede permanecer sobre una herida hasta 7 días.
- Cuando está protegiendo una zona con piel frágil puede permanecer un tiempo más extenso o hasta que se desprenda espontáneamente.
- Puede ser utilizado bajo compresión.

Precauciones

- No utilizar en heridas que se sospecha infección o alta colonización.

Presentaciones

Código	Descripción	Presentación Producto
281000	4 x 5 cm	10 unidades por caja
281100	5 x 12,5 cm	5 unidades por caja
281200	7,5 x 7,5 cm	5 unidades por caja
281300	10 x 10 cm	5 unidades por caja
281500	15 x 15 cm	5 unidades por caja

Esterilización

- ETO – Óxido de Etileno.

Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de temperatura.

Procedencia

- FINLANDIA.

Certificaciones

- EN ISO 9001, 13485 y CE 01965.

