

Leukomed® T

Apósito transparente adhesivo semioclusivo.

Descripción

Apósito transparente estéril semioclusivo, de poliuretano transparente con adhesivo de poliacrilato. El adhesivo está completamente cubierto con papel blanco siliconado y por una lámina de aplicación superior con una banda roja que facilita su uso.

Características

- Semipermeable: permeable al vapor de agua y oxígeno e impermeable ante microorganismos y contaminantes externos.
- Resistente al agua.
- Bien tolerado por la piel, incluso por la piel sensible.
- Radiotransparente
- Transparente, permite inspección visual en cualquier momento.
- Buen poder adhesivo, sin ser agresivo.
- Flexible, se adapta bien a los contornos.
- El material del apósito permite su rotulación en toda la superficie.
- Vigencia de 5 años.
- Libre de látex.

Esterilización

Óxido de etileno.

Almacenamiento

En condiciones secas, alejado de la luz y el calor.

Recomendaciones de uso

Para cubrir heridas planas, como heridas post operatorias o cirugías mínimamente invasivas. Uso por un periodo de uno a varios días, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.

Aplicar en la zona elegida, fijando todos los bordes con firmeza, y al final, retirar la película superior desde la banda roja.

Composición

- Sustrato: Película de poliuretano (peso: $18 \pm 2g/m^2$)
- Adhesivo: Poliacrilato (peso: $28 \pm 3g/m^2$)



Presentación

Código	Descripción	Presentación Pro
72381-00000	LEUKOMED T Apósito transparente adhesivo 5 x 7,2 cm	Caja x 50 unidades
72381-00001	LEUKOMED T Apósito transparente adhesivo 8 x 10 cm	Caja x 50 unidades
72381-00008	LEUKOMED T Apósito transparente adhesivo 10 x 12,5 cm	Caja x 50 unidades
72381-00014	LEUKOMED T Apósito transparente adhesivo 10 x 25 cm	Caja x 50 unidades
72381-00009	LEUKOMED T Apósito transparente adhesivo 15 x 20 cm	Caja x 50 unidades

Procedencia

Alemania

Certificaciones de calidad

ISO 9001 – ISO 13485 / CE

INNOVACIÓN EN APÓSITOS TRANSPARENTES

Aplicación paso a paso **Leukomed® T - T plus**

PASO 1



Remueva una lámina del papel protector posterior.

PASO 2



Aplique en la zona elegida, asegúrese que la piel se encuentre limpia y seca. Remueva el resto del papel protector.

PASO 3



Alise la película con la yema de los dedos, especialmente por los bordes para su completa fijación.

PASO 4



Retire la lámina transparente superior comenzando por la banda roja de fácil aplicación en un solo movimiento.

Leukomed®

BSN medical