

## FICHA TÉCNICA

### PRECISION GLADE

Nombre genérico	Aguja hipodérmica desechable
País de origen	<b>Brasil</b>

#### DESCRIPCIÓN

Aguja hipodérmica de acero inoxidable, cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos), además de empaque con código de color para facilitar la identificación del calibre. Las agujas BD tienen un bisel trifacetado. El primer bisel afilado la punta para penetrar las capas de la piel, tejidos subcutáneos, musculares y paredes vasculares, mientras el segundo bisel angulado, alcanza un balance entre el corte y la dilatación de los tejidos cuando la punta de la aguja pasa a través de ellos. La acción de corte minimiza el dolor del paciente y permite que la aguja se deslice fácilmente a través del tejido. La acción dilatadora estira la piel para alargar la apertura creada por la punta de la aguja. La dilatación ayuda a cicatrizar la herida más fácilmente.

#### ESPECIFICACIONES

Producto estéril	✓	Óxido de Etileno
Reesterilizable	X	
Libre de látex	✓	
Posee código de barra en caja	✓	
Posee código de barra individual	✓	
Certificaciones	✓	CE/ISO 9001/13485/14001
Registro ISP	✓	



#### ALMACENAMIENTO

Duración del producto almacenado	3 años
Condiciones de almacenamiento	Condiciones normales
Condiciones de transporte	Condiciones normales

#### CATÁLOGO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
<b>300017</b>	Aguja Hipodérmica 18G x 1 ½	Caja x 100 u.
<b>300029</b>	Aguja Hipodérmica 19G x 1	Caja x 100 u.
<b>300054</b>	Aguja Hipodérmica 21G x 1	Caja x 100 u.
<b>300340</b>	Aguja Hipodérmica 21G x 1 ½	Caja x 100 u.
<b>300327</b>	Aguja Hipodérmica 22G x 1	Caja x 100 u.
<b>300388</b>	Aguja Hipodérmica 23G x 1	Caja x 100 u.
<b>300973</b>	Aguja Hipodérmica 25G x 5/8	Caja x 100 u.
<b>300110</b>	Aguja Hipodérmica 26G x ½	Caja x 100 u.
<b>990193</b>	Aguja Hipodérmica 30G x ½	Caja x 100 u.